

PRODUKTEINFORMATION

AC Cream

Klebeleitpaste



AC CREAM ist eine ausgezeichnete leitfähige Creme für Kurz- und Langzeit-EEG mit Cup-Elektroden, die eine stabile und qualitativ hochwertige Aufzeichnung über einen längeren Zeitraum garantiert.

- Die neue Formel hält bis zu 7 Tage und ist frei von Zusatzstoffen, Parabenen, Farbstoffen und Duftstoffen, um Hautirritationen zu minimieren
- Einfache und schnelle Reinigung mit warmem Wasser
- Das Produkt ist dermatologisch getestet
- Die Primärverpackung besteht aus recycelbarem PE und die Sekundärverpackung besteht zu 100 % aus recycelbarem Papier

Zur Verwendung mit EEG-Cup-Elektroden und EP-Ableitungen.

Bestellinformationen

ACCREAM250V-3 VE 3 Dosen à 250g