

## IHR PARTNER FÜR EEG-HAUBEN – EEG-STANDARKABEL - EEG-ZUBEHÖR

### GVB EEG-Haube, Typ Schwarzer / auf Wunsch farbig



S-Haube-G	Silikon-Haube gross, Erwachsene, Grösse 34
S-Haube-M	Silikon-Haube mittel, Grösse 30
S-Haube K	Silikon-Haube klein, Kinder, Grösse 26

Diese EEG-Haube ermöglicht eine präzise Platzierung von Brückenelektroden nach dem internationalen 10-20 System. Sie besteht aus hochwertigen, latexfreien Materialien wie Paragummi, Silikon, Naturkautschuk und PVC. Die EEG-Haube Typ Schwarzer besitzt 2 Längsverstrebungen, die an Kreuzungspunkten durch Gummiringe und Querschläuche verbunden werden. Alle Teile sind einzeln lieferbar. .

### EEG Haube Schröter / auf Wunsch farbig



S-Haube 16	EEG-Haube f. Frühchen 16
S-Haube 18	EEG-Haube f. Frühchen 18
S-Haube 20	EEG-Haube f. Säuglinge 20, Standard
S-Haube 22	EEG-Haube 22
S-Haube 24	EEG-Haube f. Kinder 24
S-Haube 26	EEG-Haube 26, Standard
S-Haube 28	EEG-Haube 28
S-Haube 30	EEG-Haube f. Jugdl. u. Erwachsene 30, Standard
S-Haube 32	EEG-Haube 32
S-Haube 34	EEG-Haube f. Erwachsene 34, Standard
S-Haube 36	EEG-Haube 36
S-Haube 38	EEG-Haube 38
S-Haube 40	EEG-Haube, gross 40

Standardhauben nach dem internationalen 10/20-System wie die Schröter EEG Haube sind für die zeitsparende Applikation gedacht - sie sind in verschiedenen Kopfgrössen erhältlich Alle Teile sind einzeln lieferbar.

### EEG-Moosgummihaube, ohne Elektroden, NEU



MG-S	EEG-Moosgummihaube Grösse S, Kleinkind gelb
MG-M	EEG-Moosgummihaube Grösse M, Erwachsene rot
MG-L	EEG-Moosgummihaube Grösse L, Erwachsene blau

Diese EEG-Hauben werden aus weichem, sehr elastischen Moosgummimaterial hergestellt. Mit 5 Längs- und 5-Querschnüren.

## Brückenelektroden

### Gesinterte Ag/AgCl Brückenelektrode mit Querloch und Goldstift, mit Drehgewinde



BEG00A7	Erwachsene blau, VE 10 St.
BEG00A7-H	Erwachsene blau, VE 5 St.
BEG00A2	Erwachsene rot, VE 10 St.
BEG00A2-H	Erwachsene rot, VE 5 St.
BEG00P4	Kinder gelb, VE 10 St.
BEG00P4-H	Kinder gelb, VE 5 St.

ohne Steg auch als Pilzelektrode verwendbar.

### Gesinterte Ag/AgCl Brückenelektrode mit Querloch und Silberstift, mit Schiebeselement, Typ Schwarzer



BESW000A2	Erwachsene rot, VE 10 St.
BESW000A2-H	Erwachsene rot, VE 5 St.
BESW000P2	Kinder rot, VE 10 St.
BESW000P2-H	Kinder rot, VE 5 St.

### EEG-Standardkabel, 100cm Kabel, vergoldete Stecker, VE 10 St.



BEC10232651	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, schwarz
BEC10232652	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, rot
BEC10232654	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, gelb
BEC10232657	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, blau
BEC1023265S/10	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, Farbenmix
BEC13232655A	2mm Federstecker Ag / 1,5mm DIN-Stecker, <b>130cm</b> , weiss

### Ag/AgCl EEG-Brückenelektrode, Typ Schuler



425010	Ag/AgCl EEG-Brückenelektrode mit Querloch, VE 5 St.
425140	Stoffbezüge 30mm, ohne O-Ringe, VE 100 St.



145123	passendes Verbindungskabel EEG-Leitung 2mm/1,5mm DIN-Stecker, Länge 100cm, VE 10 St.
--------	--

### Brückenelektrodenschale



40101	Brückenelektrodenschale 0,5 L
-------	-------------------------------

Die Schale für Brückenelektroden, dient zum Einlegen der Elektroden in Kochsalzlösung.

### Chinagraph Fettstift



B0012-1	Rot, VE 1 St.
B0012-1-S	Rot, VE 12 St.
	Blau, Schwarz auf Anfrage

Weiteres Zubehör unter Neurologiezubehör.