

NEUER NAME

VENTIL-A
heisst jetzt neu

Biteguard

**Sicherer, einfacher und preiswerter Einweg-Mundschutz
für die Elektrokonzulsionstherapie (EKT)**



Patentierter Biteguard Einweg-Mundschutz als natürliche Ergänzung zur EKT und andern Vorgängen die mit Beissaktivierung einhergehen.

Der Einweg-Mundschutz Biteguard leitet die Kraft des Bisses zu den Backenzähnen um und somit weg von den fragileren Schneidezähnen. Die geschlossenporige Schaumkonstruktion verringert im gesamten den Druck auf die Zähne und reduziert dadurch die Gefahr eines Zahnbruches. Der Einweg-Mundschutz Biteguard hat eine besondere Formstabilität und ermöglicht eine zuverlässige Anwendung.

Die schmal gebogene Stirnseite erleichtert eine einfache Einführung und Entfernung des Mundschutzes. Das spezielle Design mit innerem, nicht kollabierendem Luftweg erlaubt freien Fluss von Sauerstoff und passt leicht unter alle Beatmungsmasken.

Seine Abmessungen sind aufgrund von Erfahrungsmessungen bei >98% aller Erwachsenen passend.

Der Einweg-Mundschutz Biteguard spart Zeit und Kosten für Reinigung und Sterilisation und verhindert das Risiko von Kreuzinfektionen.

Verkaufseinheit: 100 einzeln verpackt gemäss MDR
Artikel-Nr. BIGU-SC